

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ucp1 Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P25874

Numéro d'article: CM0028632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UCP1 humain (Thermogénine), validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 154-253. Idéal pour la recherche sur la thermogenèse mitochondriale et le tissu adipeux brun.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Espèce	Humain
ID du gène	7350
Immunogène	Protéine recombinante / Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 154-253 de l'UCP1 humain (NP_068605.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P25874
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant