

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ucp1+Ucp3 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P12242 / P56501

Numéro d'article: CM0003584

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'UCP1 et l'UCP3 de souris, validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le tissu adipeux et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UCP1+UCP3 mAc Lapin
Remarques/Alias	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	7350/7352
ID de Gène	22227/22229
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P12242/P56501
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace