

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ucp2 Pour Wb, Elisa - P55851

Numéro d'article: CM0025067

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant UCP2 (Protéine de découplage 2), validé pour Western blot et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Utilisation dans la recherche pour les études sur le métabolisme mitochondrial, le stress oxydatif et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7351
GeneID	7351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-211 de l'UCP2 humain (NP_003346.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55851
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace