

Anticorps Monoclonal Anti-Ue2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63146

Numéro d'article: CM0002836



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UBE2B humain (RAD6B), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2B Rabbit mAb
Remarques/Alias	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7320
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 53 et 152 de l'UBE2B humain (P63146)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63146
Poids moléculaire de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace