

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ufc1 Pour Wb, Elisa - Q9Y3C8

Numéro d'article: CM0007227



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-UFC1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît l'UFC1 humaine, murine et de rat, une enzyme de type E2 essentielle de la voie d'ufmylation. Convient aux recherches sur le recyclage des ribosomes, la réponse aux dommages de l'ADN et la réticulophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFC1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NEDSG ; HSPC155 ; UFC1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51506
ID du gène	51506
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de l'UFC1 humaine (NP_057490.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9Y3C8
Masse de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace