


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ufd1L Pour Wb, Elisa - Q92890

Numéro d'article: CM0025429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UFD1L humaine (protéine 1 de dégradation par fusion de l'ubiquitine), validé pour Western Blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la dégradation associée au RE et la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFD1L Rabbit pAb
Remarques / Alias	UFD1L
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7353
GenelD	7353
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 307 de l'UFD1L humaine (NP_005650.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92890
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace