


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ufd1L Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Numéro d'article: CM0029689



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UFD1L humain, adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec l'homme et la souris. UFD1L exerce ses fonctions dans la dégradation associée au RE et la régulation mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFD1L Rabbit pAb
Remarques/Alias	UFD1L
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7353
GenelD	7353
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92890
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sachet réfrigérant