


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ufl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 094874

Numéro d'article: CM0021580



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UFL1 humain (E3 UFM1-protéine ligase 1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'ufmylation, le stress du RE et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NLBP ; RCAD ; Maxer ; KIAA0776 ; UFL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23376
GeneID	23376
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 601-794 de l'UFL1 humain (NP_056138.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094874
Poids protéique	90 kDa
Expédition	Sac de glace