


Anticorps Polyclonal Anti-Ufm1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Numéro d'article: CM0021867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UFM1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé pour la recherche sur l'ufmylation, la biologie des ribosomes et le stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UFM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HLD14 ; BM-002 ; C13orf20 ; UFM1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51569
Identifiant de gène	51569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 63 de l'UFM1 humain (NP_057701.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61960
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace