


Anticorps Polyclonal Anti-Ugdh Pour Ihc-P Et Elisa - O60701

Numéro d'article: CM0018574



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant UGDH (UDP-glucose 6-déshydrogénase), validé pour l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur la biosynthèse des glycosaminoglycanes et les maladies neurodéveloppementales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGDH Rabbit pAb
Remarques/alias	GDH ; UGD ; DEE84 ; EIEE84 ; UDPGDH ; UDP-GlcDH ; UGDH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7358
GeneID	7358
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-494 de l'UGDH humaine (NP_003350.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60701
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Poche de glace