

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uggt1 Pour Wb, Elisa - Q9Nyu2

Numéro d'article: CM0028176

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UGGT1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte l'UGGT1 humain, de souris et de rat (177 kDa), un capteur de repliement des glycoprotéines du RE. Idéal pour la recherche sur le stress du réticulum endoplasmique et le contrôle qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-UGGT1 de lapin
Remarques / Alias	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56886
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1456-1555 de l'UGGT1 humain (NP_064505.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYU2
Poids de la protéine	177kDa
Expédition	Sachet de glace