

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt1A1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Numéro d'article: CM0017770

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UGT1A1 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'UDP-glucuronosyltransférase 1A1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des médicaments, la conjugaison de la bilirubine et la toxicité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54658
GeneID	54658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'UGT1A1 humaine (NP_000454.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P22309
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Pack de glace