

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ugt1A1 Pour Wb, Elisa - P22309

Numéro d'article: CM0006840

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UGT1A1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Pertinent pour les études sur le métabolisme des médicaments de phase II, la conjugaison de la bilirubine et la glucuronidation des hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54658
ID de gène	54658
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P22309
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace