

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt1A6 Pour Wb, Elisa - P19224

Numéro d'article: CM0014950

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UGT1A6 humain (SWISS : P19224). Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche sur le métabolisme des médicaments et la détoxification. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54578
Identifiant du gène	54578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-270 de l'UGT1A6 humain (NP_001063.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19224
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace