

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt1A6 Pour Wb, If-P, Elisa - P19224

Numéro d'article: CM0020102

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UGT1A6 humain, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme médicamenteux et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT1A6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	54578
GenelD	54578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-270 de l'UGT1A6 humain (NP_001063.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19224
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace