


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ugt2B10 Pour Wb Et Elisa - P36537

Numéro d'article: CM0028693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UGT2B10 validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'UGT2B10 humain, de souris et de rat (61 kDa), une UDP-glucuronosyltransférase clé de la phase II. Idéal pour la recherche sur le métabolisme médicamenteux et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT2B10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UDPGT2B10; UGT2B10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7365
GeneID	7365
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36537
Poids protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace