


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ugt2B17 Pour If/Icc Et Elisa - 075795

Numéro d'article: CM0019624



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UGT2B17 humaine, une enzyme clé de la glucuronidation des hormones stéroïdiennes. Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Convient aux études sur le métabolisme des médicaments et la recherche en endocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UGT2B17 pAb de lapin
Remarques/alias	BMND12 ; UDPGT2B17 ; UGT2B17
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7367
GeneID	7367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 200 de l'UGT2B17 humaine (NP_001068.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	075795
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Sac réfrigérant