

Anticorps Polyclonal Anti-Ugt3A2 Pour Wb, Elisa - Q3Sy77

Numéro d'article: CM0030780

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UGT3A2 humain, une UDP-glycosyltransférase impliquée dans le métabolisme des xénobiotiques. Convient pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. UniProt : Q3SY77.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	UGT3A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	UGT3A2
Espèce	Humain
ID de gène	167127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-300 de l'UGT3A2 humain (NP_777574.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3SY77
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace