

Anticorps Polyclonal Anti-Uhrf1 Pour Wb Et Elisa - Q96T88

Numéro d'article: CM0030537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UHRF1 humain (ICBP90/Np95), validé pour le western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche en épigénétique, incluant la méthylation de l'ADN, les modifications des histones et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] UHRF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Np95 ; hNP95 ; ICBP90 ; RNF106 ; TDRD22 ; hUHRF1 ; huNp95
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29128
GeneID	29128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 672-793 de l'UHRF1 humain (NP_037414.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96T88
Poids protéique	90 kDa
Expédition	Sac de glace