

Anticorps Polyclonal Anti-Uhrf1 Pour Wb, Elisa - Q96T88

Numéro d'article: CM0022604



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin UHRF1 de haute qualité pour les applications Western blot et ELISA, reconnaissant des cibles humaines et murines. Essentiel pour la recherche sur la méthylation de l'ADN et la modification de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UHRF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
Espèce	Humain
ID de Gène	29128 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'UHRF1 humain (NP_001041666.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96T88
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace