

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uhrf2 Pour Wb Et Elisa - Q7Tmi3

Numéro d'article: CM0015428

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Uhrf2 de souris (E3 ubiquitine-protéine ligase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la méthylation de l'ADN, de la régulation du cycle cellulaire et des voies de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Uhrf2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	115426
GeneID	109113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-359 de l'Uhrf2 de souris (NP_659122.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q7TMI3
Poids moléculaire	90 kDa
Expédition	Sac de glace