

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uimc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96RI1

Numéro d'article: CM0028450



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UIMC1 humain (RAP80), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Immunogène : N-terminal 1-150 aa. Convient pour la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UIMC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51720
GeneID	51720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de l'UIMC1 humain (NP_057374.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RL1
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace