

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ULbp1 Pour Wb, Elisa - Q9Bzm6

Numéro d'article: CM0007376

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ULBP1 pour WB et ELISA. Cible l'ULBP1 humain, un ligand de NKG2D qui active la cytotoxicité des cellules natural killer. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche en surveillance immunitaire et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ULBP1 mAb Lapin
Remarques/Alias	N2DL-1; RAET1i; NKG2DL1; ULBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80329
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ULBP1 humaine (NP_079494.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZM6
Poids Moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace