

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ulbp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzm6

Numéro d'article: CM0016731

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ULBP1 humain (ligand 1 de NKG2D). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la surveillance immunitaire et les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ULBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	N2DL-1 ; RAET1I ; NKG2DL1 ; ULBP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	80329 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 26-216 de l'ULBP1 humain (NP_079494.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZM6
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace