

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ulbp2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bzm5

Numéro d'article: CM0007019



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ULBP2 humain (ligand de NKG2D), validé pour Western blot et ELISA. Réagit spécifiquement avec l'ULBP2 humain, une protéine ancrée par GPI de 27 kDa qui active la cytotoxicité des cellules NK. Idéal pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-ULBP2 de lapin
Remarques / Alias	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; NKG2D ligand 2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	80328
ID du gène	80328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-217 de l'ULBP2 humain (NP_079493.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZM5
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace