

Anti-ULK1 (Phospho S555) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Numéro d'article: CM0001264



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-ULK1-S555 détecte spécifiquement l'ULK1 phosphorylé sur la Ser555. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur l'autophagie et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-ULK1-S555 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8408
GeneID	8408
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S555 de l'ULK1 humain (NP_003556.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75385
Poids Protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace