

Anticorps Polyclonal Anti-Ulk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075385

Numéro d'article: CM0028314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ULK1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Reconnaît la kinase d'autophagie ULK1 de 113 kDa. Convient pour la recherche sur l'autophagie. UniProt 075385.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ULK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8408
GeneID	8408
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 de l'ULK1 humain (NP_003556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075385
Poids moléculaire de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace