

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ULK1 Pour Wb Et Elisa - 075385

Numéro d'article: CM0019094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ULK1 humain (ATG1), validé en WB et ELISA, présentant une réactivité croisée avec la souris. Pour la recherche sur l'autophagie et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ULK1
Remarques/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8408
GeneID	8408
Immunogène	Protéine recombinante d'ULK1 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	075385
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace