

Anticorps Polyclonal Anti-ULK1/ULK2 Pour Wb, Elisa - 075385 / Q8Iyt8

Numéro d'article: CM0024642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les protéines humaines ULK1 et ULK2 (075385/Q8IYT8). Idéal pour les applications de Western blot (WB) et ELISA dans la recherche sur l'autophagie et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ULK1/ULK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8408/9706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la protéine humaine ULK1/ULK2 (NP_003556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75385/Q8IYT8
Expédition	Sac de glace