


Anticorps Monoclonal Anti-ULK3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Numéro d'article: CM0012073



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'ULK3 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible la sérine/thréonine kinase impliquée dans la signalisation hedgehog et l'autophagie. Réactivité croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ULK3
Remarques/Alias	ULK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25989
GeneID	25989
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 373-472 de l'ULK3 humain (Q6PHR2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6PHR2
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace