

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ULK4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96C45

Numéro d'article: CM0025289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pseudokinase ULK4 humaine, validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte ULK4 chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et sur la signalisation hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ULK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	FAM7C1 ; REC01035 ; ULK4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54986
GeneID	54986
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de l'ULK4 humaine (NP_060356.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96C45
Poids Moléculaire Protéique	142kDa
Expédition	Sac de glace