

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Umod Pour Wb, Elisa - P07911

Numéro d'article: CM0023929



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin UMOD validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'Humain et la Souris. Idéal pour l'étude de la fonction de l'uromoduline dans la biologie de la membrane apicale rénale et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UMOD Lapin pAb
Remarques/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7369
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P07911
Poids Moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace