

Anticorps Polyclonal Anti-Umps Pour Wb, Elisa - P11172

Numéro d'article: CM0025259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UMPS humain (OPRT/ODC). Validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Détecte une bande à 52 kDa. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des pyrimidines et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UMPS Lapin pAb
Remarques/Alias	OPRT; UMPS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7372
GeneID	7372
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-480 de l'UMPS humain (NP_000364.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11172
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace