

Anticorps Polyclonal Anti-Umps Pour Wb, If/Cci, Elisa - P11172

Numéro d'article: CM0017564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UMPS humain, validé pour WB, IF/CCI et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des pyrimidines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UMPS pAb de lapin
Remarques / Alias	OPRT ; UMPS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7372
GeneID	7372
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 260 de l'UMPS humain (NP_000364.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11172
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace