

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Unc13B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14795

Numéro d'article: CM0021865

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UNC13B de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec UNC13B humain et murin, une protéine de préparation des vésicules synaptiques impliquée dans l'exocytose. Convient pour la recherche en neurosciences et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin UNC13B
Remarques/Alias	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	10497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de l'UNC13B humain (NP_006368.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14795
Poids Moléculaire de la Protéine	181kDa
Expédition	Sac de glace