

Anticorps Polyclonal Anti-Unc13D Pour Wb, Elisa - Q70J99

Numéro d'article: CM0014693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UNC13D humain (Munc13-4) pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris. Validé pour la recherche sur l'exocytose des granules cytotoxiques et la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UNC13D Lapin pAb
Remarques/Alias	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	201294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 891-1090 de l'UNC13D humain (NP_954712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q70J99
Poids moléculaire de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace