

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Unc50 Pour Wb, Elisa - Q53Hi1

Numéro d'article: CM0020441

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UNC50 humain, validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris et le rat. L'UNC50 est impliqué dans l'expression des récepteurs nicotiniques neuronaux et la liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-UNC50
Remarques/Alias	URP ; GMH1 ; UNCL ; HSD23 ; PDLs22 ; UNC50
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	25972
GenelD	25972
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53HI1
Poids Moléculaire Protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace