

Anticorps Polyclonal Anti-Unc5B Pour Wb, Elisa - Q8Izj1

Numéro d'article: CM0018316

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UNC5B validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le récepteur de la rétine dans le guidage axonal, l'angiogenèse et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-UNC5B
Remarques/Alias	UNC5H2 ; p53RDL1 ; UNC5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	219699
GeneID	219699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-377 de l'UNC5B humain (NP_734465.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZJ1
Poids moléculaire de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace