

Anticorps Polyclonal Anti-Unc93B1 Pour Wb Et Elisa - Q9H1C4

Numéro d'article: CM0019945



Introduction

Anticorps polyclonal anti-UNC93B1 de lapin de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux recherches sur l'immunité innée et la signalisation des TLR. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les laboratoires de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb UNC93B1 de lapin
Remarques / Alias	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81622
ID du gène	81622
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450 et 550 de la protéine UNC93B1 humaine (NP_112192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9H1C4
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant