

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upb1 Pour Wb, Elisa - Q9Ubr1

Numéro d'article: CM0021710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UPB1 humaine (bêta-uréidopropionase), validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la dégradation des pyrimidines et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BUP-1; UPB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51733
GeneID	51733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'UPB1 humaine (NP_057411.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBR1
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet de glace