

Anticorps Polyclonal Anti-Upf1/Rent1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92900

Numéro d'article: CM0015058



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UPF1/RENT1, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour la recherche sur la dégradation des ARNm médiée par les codons non-sens. Immunogène : peptide synthétique. ~124 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPF1/RENT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5976
GeneID	5976
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q92900
Poids moléculaire	124 kDa
Expédition	Sac réfrigérant