

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Upf1/Rent1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92900

Numéro d'article: CM0011449



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'UPF1/RNT1 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la dégradation des ARNm non-sens et sur les hélicases à ARN. Poids moléculaire : 124 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin UPF1/RNT1
Remarques/Alias	UTF ; HUPF1 ; NORF1 ; RNT1 ; smg-2 ; pNORF1 ; UPF1/RNT1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5976
Identifiant de gène	5976
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UPF1/RNT1 humain (Q92900)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92900
Poids protéique	124 kDa
Expédition	Sac de glace