


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upf2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Numéro d'article: CM0030644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UPF2, un régulateur clé de la dégradation des ARNm non-sens. Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le NMD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UPF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	26019
ID du Gène	26019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1153-1272 de l'UPF2 humain (NP_542166.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HAU5
Poids Moléculaire Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace