


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upf2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Numéro d'article: CM0014498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'UPF2 humain (Q9HAU5), validé en WB, IHC-P, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur la dégradation des ARNm non-sens (NMD). Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin UPF2
Remarques/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26019
GeneID	26019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1153-1272 de l'UPF2 humain (NP_542166.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9HAU5
Poids Moléculaire Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace