


Anticorps Polyclonal Anti-Upf3A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1J1

Numéro d'article: CM0017955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UPF3A humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande de 55 kDa ; idéal pour la recherche sur la dégradation des ARNm par nonsense-mediated decay et le transport des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPF3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	UPF3 ; HUPF3A ; RENT3A ; UPF3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65110
GeneID	65110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 327 à 476 de l'UPF3A humain (NP_075387.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1J1
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace