

Anticorps Polyclonal Anti-Upk1B Pour Western Blot, Elisa - O75841

Numéro d'article: CM0026963

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UPK1B validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'uroplakine-1b humaine et murine (UPIB/TSPAN20), adapté pour la recherche sur l'épithélium vésical et les études de plaques urothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPK1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7348
GeneID	7348
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-230 de l'UPK1B humain (NP_008883.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75841
Poids moléculaire protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace