

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upk2 Pour Wb, Elisa - 000526

Numéro d'article: CM0015412

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'Uroplakine-2 humaine (UPK2), validé pour WB et ELISA. L'immunogène protéique recombinant (aa 85-155) garantit une détection spécifique. Idéal pour la recherche sur la membrane asymétrique unitaire de l'urothélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin UPK2
Remarques/Alias	UP2 ; UPII ; UPK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7379
GeneID	7379
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-155 de l'UPK2 humain (NP_006751.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000526
Poids moléculaire protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace