

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upk3A Pour Wb, If-P, Elisa - 075631

Numéro d'article: CM0013397

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UPK3A (uroplakine-3a) humaine. Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la différenciation des cellules urothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPK3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7380
ID du gène	7380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-207 de l'UPK3A humaine (NP_008884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075631
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace