

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Upk3B Pour Wb, Elisa - Q9Bt76

Numéro d'article: CM0020896

Introduction

UPK3B Rabbit pAb est un anticorps polyclonal obtenu chez le lapin, validé pour le WB et l'ELISA sur échantillons humains, ciblant l'urolakine-3b (Q9BT76). Idéal pour la recherche sur l'AUM et la différenciation urothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPK3B Rabbit pAb
Remarques / Alias	P35; UP3B; UPIIB; UPK3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	105375355
GeneID	105375355
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 200 de l'UPK3B humain (NP_085047.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BT76
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace