

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Upp1 Pour Wb, Elisa - Q16831

Numéro d'article: CM0002004



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-UPP1 pour WB et ELISA. Validé chez l'Homme, la Souris, le Rat. Cible l'uridine phosphorylase 1, une enzyme clé du métabolisme des pyrimidines, idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UPP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7378
ID du gène	7378
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UPP1 humain (Q16831).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16831
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace